


Messanleitung Geschirre

Grundsätzliches:

- Der Hund muss aufrecht vermessen werden
- Das Geschirr sollte so fest sitzen, dass überall noch etwas Luft für Bewegungen ist
- Bitte beachtet, dass für ein passgenau sitzendes Geschirr immer der Hund und niemals ein vorhandenes Geschirr gemessen werden sollte.
- Maßgefertigte Geschirre sind von der Rückgabe ausgeschlossen



1. Schulterumfang: Umfang vom Mitte Brustbein (Knochen unterhalb der Kehle, meist ein „Knubbel“ in der Mitte der Brust), über den Widerrist (letzter Halswirbel) und enden erneut am Mittelpunkt des Brustbeins.

2. Rückensteg: Vom Widerrist (letzter Halswirbel) bis zu der Stelle an dem der Bauchgurt sitzen soll.

3. Bauchumfang: Messen Sie den Bauchumfang auf den Rippen, nicht auf den Weichteilen. Beachten Sie auch, dass sich das Geschirr auf Zug noch etwas nach hinten verschieben kann.

4. Bauchsteg: Messen Sie von der Mitte des Brustbeins, durch die Vorderläufe den Abstand bis zu dem Punkt an dem der Bauchgurt sitzen soll (nicht in den Achseln, sondern ein Stück dahinter).

So sollte es dann sitzen:



Da jedes Geschirr eine handgemachte Maßanfertigung ist, kann es trotz sorgfältiger Arbeit, aufgrund verschiedener Knotentechniken etc. zu kleinen Maßstoleranzen kommen.

Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung inkl. der Bilder ist Urheberrechtlich geschützt.

